

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE PETICIÓN DE DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL SAHS, SomnoDent®

Se detallan a continuación los breves pasos a realizar para remitir los trabajos para la fabricación de este dispositivo:

- 1) Tomar registro de las arcadas completas del paciente. En función del material usado se remitirán al Service Lab
 - a. Cubetas con la impresión doble (Silicona pesada y fluida) de ambas arcadas
 - b. Modelos vaciados si se realizan con alginato.
- 2) Realizar la medida y registro del avance terapéutico utilizando una Galga de George con la horquilla de 5mm (blanca) de elevación. Utilizar para ello material de registro oclusal o de mordida de fraguado rápido (tipo Occlufast Rock o Aquasil Bite, desechar materiales muy granulados o que fracturen una vez fraguado (tipo Proclinic) y pistola dosificadora.
- 3) Completar la hoja de solicitud de prótesis teniendo especial atención a los siguientes campos o áreas:
 - a. Datos de la Clínica y médico referente
 - b. Nombre o código de identificación del paciente
 - c. Modelo a fabricar
 - d. Encargo complementario: ganchos para cadenas, elevación del plano oclusal, aletas más altas...
 - e. Datos del registro de mordida, completo y teniendo especial atención al desplazamiento de la línea media, cuanto y hacia qué lado.
 - f. Bruxismo pronunciado
 - g. Firma por parte del especialista en la solicitud en la zona media dcha de la hoja.
- 4) Retirar la primera copia del impreso (blanca para la Clínica) y colocar las restantes junto con el trabajo a enviar en un sobre cerrado o recipiente para envío con protección para evitar su rotura en el transporte
- 5) Contactar con **MRW** (llamar al 902 300 400 para contactar con su oficina de zona) y solicitar una **recogida para entrega a un abonado**. Los datos necesarios para ella se resumen en:
 - a. Código Postal del abonado: 08211 Castellar del Vallés
 - b. Nombre del abonado: **Mondental**
 - c. Número de abonado; **10.094**
- 6) Esperar la recogida acordada con la oficina de zona.
- 7) **Mondental** (nuestro Service Lab en España) comprobará que las medidas se ajustan a la solicitud y procederá a su envío a fabricación, en caso de que precise correcciones, en un plazo de 24 contactará con usted para comentar y solicitarlas de nuevo.
- 8) En plazo que puede variar entre 16 y 21 días recibirá en su Clínica el Dispositivo SomnoDent® solicitado junto con todo lo necesario para su instalación y mantenimiento. Previo a la recepción, Mondental contactará para confirmar el envío.